

Zeitschrift: Fachblatt für schweizerisches Heimwesen = Revue suisse des établissements hospitaliers
Herausgeber: Verein für Schweizerisches Heimwesen
Band: 51 (1980)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wo das TASKI DS Desinfektions-System im Krankenhaus wirkt, freuen sich besonders Ärzte und Patienten:

Der Arzt freut sich, weil mit dem TASKI DS-System die Keimverschleppung über Fußböden wirksam verhindert und die Gefahr einer Sekundär-Infektion reduziert wird.

Das ist ein wesentlicher Beitrag gegen den Hospitalismus. Und deshalb kann der Arzt dem neuen TASKI DS-System eine überaus gute Diagnose stellen.

Auch der Patient hat guten Grund zur Freude, wird doch mit dem neuen TASKI DS-System das Krankenzimmer innert kürzester Zeit desinfiziert, gereinigt und dank einem speziellen Wachs-Zusatz auch gepflegt.
Und das in einem Arbeitsgang..ohne Geruchsbelästigung

Doch es gibt noch mehr Vorteile. Das neue TASKI DS-System ist die zur Zeit wirtschaftlichste und

umweltschonendste Desinfektions-Methode im Flächenbereich.

Darüber freuen sich auch Verwaltungen, Reinigungspersonal und Krankenkassen.



INFORMATIONS - COUPON

Das neue TASKI DS-System verspricht wirklich viel. Bitte stellen Sie mir unverbindlich die umfassende Information zu.

Name: _____

Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

Einsenden an TASKI Hygiene, A. Sutter AG, 9542 Münchwilen



A. Sutter AG
9542 Münchwilen/TG
Tel. 073/26 42 11

TASKI, ein Geschäftsbereich der A. Sutter AG. Mit vielen Servicestellen in der Schweiz und Vertretungen in Europa und Übersee.

FAB

34. Fachausstellung für Anstaltsbedarf



Europas führende Fachausstellung für Anstaltsbedarf 1980

Schwestern, Pfleger und Angehörige der Sanitäts- und Sozialdienste werden täglich herausgefordert. Der technische und medizinische Fortschritt verlangt nach ständiger Weiterbildung.

500 Aussteller zeigen auf 55.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihr umfassendes Angebot und stellen Neu- und Weiterentwicklungen für alle Bereiche des Krankenhaus- und Anstaltsbedarfs vor:

- Verwaltung
Datenerfassung, Einrichtung, Organisation
- Personal- und Heimeinrichtungen
- Medizintechnik
Elektromedizin, Medizinmechanik, Labortechnik, Verbandmittel
- Versorgungsbereich
Küche, Krankenmöbel, sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte
- Verbrauchsgüter
Behandlung, Krankenhauswäsche und -bekleidung, Nahrungsmittel, Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, sonstiger Wirtschaftsbedarf
- Installation
- Dienstleistungsbereich
Krankenhausplanung, Krankenhausreinigung, Krankenhausdesinfektion
- Fachliteratur

Informiert sein heißt, richtig entscheiden und handeln. Deshalb gehört die FAB Nürnberg zum Pflichtprogramm für Verwaltungsleiter, Ärzte und Schwestern, Fachleute aus dem Pflegebereich, medizinisch-technische Angestellte und Mitarbeiter der technischen Dienste, Küchenleiter, Diätköchinnen, u. a. m., sowie für den gesamten Fachhandel und die Beschaffungsgämter.


Nürnberg
10.-13. Juni 1980
Täglich 9-18 Uhr · Freitag 9-15 Uhr

Information:


NMA Nürnberger Messe- und
Ausstellungsgesellschaft mbH
Messezentrum · D-8500 Nürnberg 50,
Tel. 0911/86631 · Telex 0623613 nma d

Spitalwannen


und Patientenlifter mit Sitz



Die Sitzplatte ist über dem Bett abgesenkt. Der Patient wird sanft auf die Sitzplatte übernommen und mit Rückenlehne transportiert.



Patient über Badewanne B-0745 bringen und auf Sitz ins Wasser absenken.



Mit weggeklappten Stützen genießt der Patient volle Bewegungsfreiheit, bleibt aber auf dem Sitz, auf dem er wieder herausgehoben wird.

SIC

SIC AG
Wartenbergstrasse 15
CH-4020 Basel
Telex 62 640
Telefon 061 41 97 84