

Zeitschrift: Fachblatt für schweizerisches Heimwesen = Revue suisse des établissements hospitaliers
Herausgeber: Verein für Schweizerisches Heimwesen
Band: 51 (1980)
Heft: 1

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



immer besonders gut
und ausgiebig

ORRIS-FETTWERK AG
6300 ZUG

Tel. 042 31 19 36



**Rüegg-
Handweb-
garne**

Tödistrasse 52
Postfach
8039 Zürich
Tel. 01 201 32 50

Besuchszeit:
Mo—Fr 14—16 Uhr

**Handweb-
und Knüpfgarne**

(Wolle, Leinen, Seide, Baum-
wolle)
Schwedische Webstühle
Esslinger- und Kircher-
Webrahmen, Spinnräder
Ungespinnene Wolle
und Edelhaare
Bandwebbrettchen 20, 30
und 60 cm breit
Grosse Auswahl an
Fachliteratur

Verlangen Sie unsere Garn-
muster und Prospekte

**Kaufen Sie keine
andere Kaffee-Maschine,**

bevor Sie die entscheidenden Vorteile
von CECILWARE kennen.



CECILWARE

Behälter-Kaffeemaschine für
300–600 Tassen Kaffee
pro Stunde.


GARANTIE
2
JAHRE

SUPRESSO AG


Spezialisten für Kaffee-Maschinen und -Service
Zürich Genève Lausanne
Basel (Hauptsitz) 4142 Münchenstein
Dreispiessstrasse 11/206 061-50 00 22

Spitalwannen


und Patientenlifter mit Sitz



Die Sitzplatte ist über dem Bett abgesenkt.
Der Patient wird sanft auf die Sitzplatte übernom-
men und mit Rückenlehne transportiert.



Patient über Badewanne B-0745 bringen und auf
Sitz ins Wasser absenken.



Mit weggeklappten Stützen geniesst der Patient
volle Bewegungsfreiheit, bleibt aber auf dem Sitz,
auf dem er wieder herausgehoben wird.

SIC

SIC AG
Wartenbergstrasse 15
CH-4020 Basel
Telex 62 640
Telefon 061 41 97 84

